

1 kb DNA Ladder, 500 μ l, 50 μ g/ μ l

DNA مارکر 1kb از 13 قطعه DNA به طول 8 kb، 10 kb، 1 kb، 1.5 kb، 2 kb، 2.5 kb، 3 kb، 4 kb، 5 kb، 6 kb، 750 b و 500 b جفت باز تشکیل شده است. این محصول دارای دو باند تقویت شده 1 و 3 کیلو جفت بازی برای بررسی راحت تر نمونه لود شده است.

برای استفاده از این مارکر، 5 میکرولیتر از آن را در یکی از چاهک های ژل لود کنید. همزمان با گذشت زمان لود شدن، باندهای موجود در مارکر یکی یکی از هم جدا می شوند و در نقطه مورد نظر بر روی ژل قرار می گیرند.

Pishgam
Biotech Co.

Making Science Taste Better

شرکت زیست فناوری پیشگام

تهران، خیابان کارگر شمالی، تقاطع خیابان شهید فکوری، شماره ۲۸۱، ساختمان رز، واحد ۷

تلفن: ۸۸۰۱۴۳۹۳ دورنگار: ۸۸۰۱۴۴۱۸

www.pishgambc.com

info@pishgambc.com