



دستگاه فریزر منفی ۸۰ :

شرایط محیطی نصب و راه اندازی :

بهتر است تا ۲۴ ساعت بعد از حمل و قرارداد در محل دستگاه روشن نشود . اتصال دو شاخ برق دستگاه به پریز برق شهری راه اندازی صورت میگیرد



Center Development of Medical  
Biotechnology –Shahid sadooghi  
Blvd –yazd



+ (98) 35 37281790  
+ (98) 913 8609514



[www.xana-group.com](http://www.xana-group.com)