



# شرکت پیشرو اندیشه صنعت

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه ژيروسکوپ مدل نوید

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه بمب کالری متر به شرح ذیل است:

۱. فضای آزمایشگاهی ابعاد  $۱.۵ * ۱.۵$

۲. کنتور برق تک فاز ۱۶ آمپر

۳. کف معمولی - قابل نصب روی شاسی دستگاه

۴. ارت

۵. استابلایزر برق (جلوگیری از نوسانات برق)

۶. دمای محیطی بین  $۱۰ -$  تا  $۵۰$  درجه سانتی گراد

دفتر مرکزی: تهران - اشرفی اصفهانی - بالاتر از پل نیایش خیابان تختی - خیابان امام رضا (ع) - مجتمع

میلا - لاله ۳ - واحد ۵

mobile: 090-21213131  
tel: 021-44864585

www.pasmfg.com  
info@pasmfg.com