


شرکت پویا الکترونیک یاران (پکو)

شرایط محیطی لازم برای دستگاه انکوباتور یخچالدار



نکات مهم در استفاده از انکوباتور

قرار دادن دستگاه در محیط آزمایشگاه (۲۴ درجه)

بسته بودن درب انکوباتور در همه موارد غیر از مواقعی که نیاز به درآوردن یا گذاشتن پلیت باشد الزامی است

بسته بودن درب پلیت ها و قرار دادن پلیت ها در نقاطی از انکوباتور که نزدیک به المنت دستگاه نباشد.