

### **شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه ویسکومتر گوی غلتان:**

- دستگاه در محیط آزمایشگاههای معمولی شیمی نصب می شود
- میز آزمایشگاهی معمولی با طول ۲ متر و عرض ۰/۵ متر
- پمپ دستی هیدرولیک
- برق شهری با ولتاژ ۲۲۰ و ۶۰/۵۰ هرتز

### **شرایط کالیبراسیون:**

- دستگاه در شرایط کالیبره تحویل می گردد و آموزش لازم برای کالیبراسیون در مواقع لزوم به کارشناسان داده می شود.

### **آزمون های تحویل دهی**

دستگاه با آزمون های استاندارد اندازه گیری ویسکوزیته تست شده و تحویل می گردد.