

شرکت پژوهشگران نانو فناوری

شرایط مورد نیاز برای نصب دستگاه های الکترورسی

شرایط نصب و راه اندازی دستگاه الکترورسی به شرح ذیل می باشد:

۱- مکان نصب دستگاه معین باشد و در صورت امکان از آن محل جابجا نشود.

۲- اتصال به برق شهری

۳- دور از حالا های شیمیایی و مواد آتش زا نصب گردد.

۴- چاه ارت مناسب.

۵- بهتر است اتاق قرار گیری در دمای محیط یا خنک تر باشد.

۶- در صورت امکان سطح قرار گیری دستگاه کاملاً افقی باشد.

۷- سیستم های الکترونیکی نزدیک دستگاه قرار نگیرد.

۸- آزمایشگاه مجهز به فن تخلیه هوا باشد.

تذکر: دستگاه های الکترورسی شرکت نانوآزما بصورت پکیج آمده تحویل داده می شود و کاربر تنها کافیت دستگاه را به برق شهری وصل نماید تا روشن و آماده به کار شود. کاربر می تواند توسط سی دی آموزشی کار با دستگاه را یاد بگیرد زیرا نرم افزار های دستگاه با کاربری بسیار ساده طراحی شده اند و در صورت لزوم می توانند آموزش حضوری توسط کارشناس شرکت ببینند.

