

باسمه تعالی

شرایط محیطی لازم جهت نصب و راه اندازی

دستگاه اندازه گیری تراوایی سنگ به روش تزریق مایع (مدل آموزشی)

- دستگاه مدل KERP-EDU در بسته بندی مناسب در محل آزمایشگاه به خریدار تحویل گردیده و دارای نصب، راه اندازی و آموزش رایگان می باشد.
- نصب و راه اندازی محصول توسط کارشناسان شرکت انجام شده و آموزش های لازم به کاربران محترم داده می شود. در صورت لزوم، کاربران محترم می توانند با استفاده از دوربین از توضیحات کارشناسان شرکت فیلمبرداری نمایند.
- دستگاه در محیط های معمولی آزمایشگاه های مهندسی شیمی و نفت مجهز به آب، برق و فاضلاب شهری، تهویه مناسب و نیز سینک آزمایشگاهی نصب می گردد.
- جهت استقرار دستگاه نیاز به فضای حداقل ۱.۵ متر در ۱.۵ متر می باشد.
- جهت اندازه گیری با دستگاه نیاز است که پلاگ ها قبلا توسط کاربران محترم از سیالات مورد نظر اشباع شوند.
- دستگاه به جریان برق شهری ۲۲۰ ولت و ۶۰/۵۰ هرتز متصل می شود. لازم است که دستگاه به یک محافظ جهت جلوگیری از آسیب دستگاه ناشی از نوسانات برق متصل شود.