



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری آشکار ساز کروماتوگرافی مایع
با کارایی بالا (آرایه ای فرابنفش - مرئی)

Det-Arn-25

شرایط محیطی مناسب و امکانات تکمیلی کنار دستگاه ضروری می باشد.

الف) آزمایشگاه با دمای مناسب و تهویه مناسب

ب) کامپیوتر با مشخصات مناسب و بروز

پ) استفاده از UPS جهت تغذیه دستگاه برای مصون ماندن دستگاه از نوسانات برق

ت) استفاده از کاور دستگاه موقعی که خاموش است