

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری میکروسکوپ رامان رزولوشن بالا

### RamMic-Arn-H25

شرایط محیطی مناسب و امکانات تکمیلی کنار دستگاه ضروری می باشد.

- الف) آزمایشگاه با دمای مناسب و تهویه مناسب
- ب) کامپیوتر با مشخصات مناسب و بروز
- پ) استفاده از UPS جهت تغذیه دستگاه برای مصون ماندن دستگاه از نوسانات برق
- ت) استفاده از امکانات نمونه برداری مناسب در کنار دستگاه چون: پیپت، میکرو سمپلر و میکرو پیپت
- ث) مناسب بودن فضای اطرف دستگاه و رعایت فاصله مناسب از سایر دستگاه ها
- ج) استفاده از کاور دستگاه موقعی که خاموش است
- چ) استفاده از دستگاه و نگهداری در محیط عاری از گرد و غبار
- ح) استفاده از عینک ایمنی مناسب