

شرایط محیطی نصب دستگاه بلوک هضم

شرایط کار

در زیر هود شیمیایی قرار گیرد

شرایط نصب

۱. این دستگاه باید به دور از تابش مستقیم نور خورشید، رطوبت، گرما و سرما قرار گیرد، و دمای معمولی اتاق باید بین ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداشته شود.
۲. دوشاخه دستگاه می بایست به پریز های صنعتی و سیم قوی وصل گردد
۳. تأمین برق باید برطبق نیاز باشد. خط زمین، کلید مجزای برق و فیوز صحیح برای تضمین ایمنی کاربران ضرورت دارند.
- ۴- دستگاه را به طور ثابت روی میز آزمایش قرار دهید. پشت آن باید ۲۰ سانتی متر از دیوار فاصله داشته باشد، و پریز نباید بیش از ۱ متر از تحلیلگر فاصله داشته باشد.