

شرایط محیطی

فضای اتاق به دور از گرد و غبار و آلودگی باشد.

با توجه به بخارات سمی خارج شونده از کوره دستگاه، محیط باید دارای تهویه مناسب باشد.

دستگاه پس از نصب باید در حالت تراز قرار داشته باشد.

پس از استفاده از دستگاه، در صورتی که دستگاه تا مدتی شروع به کار نکند، می بایست تمام قطعات دستگاه که با مایع کورت در تماس بوده اند، شستشو داده و پاک شوند. به این منظور بهتر است در محل نصب دستگاه تجهیزات لازم برای شستشو و پاک کردن دستگاه (مانند شیر آب) وجود داشته باشد.

دستگاه باید در یک محیط حفاظت شده از نظر سیم های برق و سیم های اتصال به زمین قرار داشته باشد.