

ابتکار تجهیز طب یکتا	الزامات نصب دستگاه IQ
----------------------	-----------------------

نوع دستگاه : پلاسما اکسترکتور دیجیتال نیمه اتوماتیک شماره سریال :

توضیحات	مشاهده نتایج		الزامات	مرحله کاری
	بله	خیر		
		ok	سالم بودن بسته بندی دستگاه به هنگام تحویل	۱
		ok	سالم بودن دستگاه بعد از باز کردن وسایل بسته بندی	۲
		ok	دمای محیط کار در رنج $22 \pm 2$ باشد	۳
		ok	رطوبت محیط کار در رنج ۱۰٪ الی ۷۰٪	۴
		ok	در حد معمول تراز باشد	۵
		ok	اطمینان از سالم بودن پریز مورد استفاده و همچنین earth آن ( برای دستگاه یک پریز مستقل در نظر گرفته شود )	۶
		ok	در صورت استفاده از سیم سیار از کابل ( ۱ X ۳ یک رشته earth ) استفاده شود	۷
		ok	در صورت نوسان برق بیشتر از حد مجاز از استابلایزر مطابق توان مصرفی دستگاه استفاده شود	۸

تاریخ :

تاریخ تحویل دستگاه :

امضاء مهر :

توزیع نسخ: ۱- کنترل کیفیت ۲- واحد اقدام کننده