



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری آنالیزر تزریق جریان

(آرایه ای فرابنفش - مرئی)

FIA-Arn-20

شرایط محیطی مناسب و امکانات تکمیلی کنار دستگاه ضروری می باشد.

الف) آزمایشگاه با دمای مناسب و تهویه مناسب

ب) کامپیوتر با مشخصات مناسب و بروز

پ) استفاده از UPS جهت تغذیه دستگاه برای مصون ماندن دستگاه از نوسانات برق

ت) استفاده از کاور دستگاه موقعی که خاموش است