

به نام خدا

دستگاه چاپگر سه بعدی زیستی بافت

➤ شرایط محیطی

- این دستگاه برای کار در محیط آزمایشگاهی طراحی شده است.
- برای چاپ بافت های زنده، چاپگر بایست زیر هود استاندارد آزمایشگاهی باشد.
- وجود سیم ارت (Earth) جهت اتصال به دستگاه برابر استاندارد وزارت نیرو (غیر متصل به سیم نول) لازم است.
- فاصله حداقل ۵۰ سانتیمتری بین دستگاه های جانبی یا دیواره های مجاور و دستگاه
- امکان حرکت تمام اجزای متحرک دستگاه وجود داشته باشد و هیچ گونه مانعی بر سر راه اجزای متحرک نباشد.
- برق تک فاز ۲۲۰ ولت ۰,۵ آمپر
- قبل از راه اندازی، بایست دستگاه تراز باشد
- کار در دمای اتاق
- گردش هوا و تهویه مناسب محیط کار

شرکت امید آفرینان مهندسی شریف

تهران، خیابان آزادی، خیابان حبیب‌اله، کوچه قاسمی، پلاک ۶۱، مرکز رشد فناوری پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف، واحد ۱۸

www.3d-bio.ir

info@3d-bio.ir

تلفن: ۶۶۰۹۹۴۳۴