

شرکت پویان طب خادم

تولید تجهیزات آزمایشگاه پاتولوژی



Tissue Processor POOYAN MK2250

مشخصات دستگاه تیشوپروسسور :

- صفحه نمایشگر لمسی به زبان فارسی و انگلیسی
- دارای سیستم ارسال پیامک SMS جهت اعلام وضعیت نمونه ها در هر لحظه
- مجهز به باتری قابل شارژ جهت محافظت از بافت ها در برابر خشک شدن در زمان قطع برق
- کنترل، تنظیم و مشاهده دمای ظروف پارافین بصورت جداگانه و دائمی
- دارای تاخیر زمانی قابل تنظیم در شروع عملیات از یک دقیقه تا ۷۰ روز
- تنظیم زمانهای ظروف از ۱ دقیقه تا ۱۰۰۰۰ دقیقه
- امکان ایجاد مکث در حین پروسه جهت اضافه نمودن نمونه و یا جابجایی ظروف
- دارای زمان تاخیری جهت جلوگیری از سرایت محلول یک ظرف به ظرف دیگر
- مجهز به سیستم همزن در داخل ظروف
- دارای دو حالت عملکرد دستی و اتومات
- ظرفیت آماده سازی بیش از ۱۲۰ بافت در قالب تیشوتک در یک سیکل کامل
- نصب تجهیزات حفاظتی و ایمنی
- ظروف ۱.۸ لیتری از جنس نشکن
- تولید و کنترل کیفی دستگاه مطابق با استانداردهای

IEC60601-1-2 , IEC61010-1 , ISO13485

Pooyan Teb Khadem Co.

Add: No99,Part4,Toos industrial Park
Mashhad,iran

Mobile:+98 9151102589


+98 9151222488



www.pooyantebkhadem.com

Technical specification

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Electrical specification | |
| Nominal voltage | 220 / 240 V AC |
| Nominal frequency | 50 / 60 Hz |
| weight | |
| dry weight | 45Kg |
| Dimensions | |
| Diameter | 710mm |
| Height | 470-620mm |
| Programs | |
| Number | 9, freely selectable |
| Infiltration time per station | from 0 m to 9999 m |
| Delayed start | without time limit |
| Wax baths | |
| Number | 2 (3optional) |
| Capacity | 1.8L |
| Temperature range | 55-70 °C |
| Overtemperature release | 75 °C ± 4 °C |
| Reagent containers | |
| Number | 10(9) |
| Capacity | 1.8L |
| Cassettes baskets | |
| Number of baskets | 2 |
| Basket capacity | approx. 100 cassettes |



Pooyan Teb Khadem Co.

Add: No99,Part4,Toos industrial Park
Mashhad,iran
Mobile:+98 9151102589
+98 9151222488



www.pooyantebkhadem.com

شرکت پویان طب خادم

آدرس: مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز ۴، پلاک ۹۹

همراه: ۰۹۱۵۱۱۰۲۵۸۹

۰۹۱۵۱۲۲۲۴۸۸