

شرکت نانوآزما

شرایط مورد نیاز برای نصب دستگاه های الکترورسی

شرایط نصب و راه اندازی دستگاه الکترورسی به شرح ذیل می باشد:

- ۱- مکان نصب دستگاه معین باشد و در صورت امکان از آن محل جابجا نشود.
- ۲- اتصال به برق شهری
- ۳- دور از حالا های شیمیایی و مواد آتش زا نصب گردد.
- ۴- چاه ارت مناسب.
- ۵- بهتر است اتاق قرار گیری در دمای محیط یا خنک تر باشد.
- ۶- در صورت امکان سطح قرار گیری دستگاه کاملاً افقی باشد.
- ۷- سیستم های الکترونیکی نزدیک دستگاه قرار نگیرد.
- ۸- آزمایشگاه مجهز به فن تخلیه هوا باشد.

تذکر: دستگاه های الکترورسی شرکت نانوآزما بصورت پکیج آماده تحویل داده می شود و کاربر تنها کافیسیت دستگاه را به برق شهری وصل نماید تا روشن و آماده به کار شود. کاربر می تواند توسط سی دی آموزشی کار با دستگاه را یاد بگیرد زیرا نرم افزار های دستگاه با کاربری بسیار ساده طراحی شده اند و در صورت لزوم می توانند آموزش حضوری توسط کارشناس شرکت ببینند.

دفتر فروش: تهران، بلوار کشاورز- نبش خیابان ۱۶ آذر- ساختمان کمال الدین بهزاد- طبقه ۷ واحد ۷۰۶ تلفن: ۸۸۹۸۲۶۵۰-

۰۹۳۹۱۷۵۴۸۱۶ فکس: ۶۶۳۷۸۵۲۸

www.nanoazma.ir