



لامپ جیوه به همراه
بست و سه پایه

نام و مدل دستگاه:

لامپ جیوه پرفشار

مدل SS۹۹۱۵۶۹

Mercury lamp

راهنمای کاربری:

قابل استفاده در آزمایشگاه های اپتیک فیزیک

برای استفاده از لامپ و منبع کافیسیت منبع را به برق شهری متصل کنید و سپس کلید روشن پشت منبع را روشن کنید. دقت کنید قبل از اتصال به برق منبع خاموش باشد. پس از چند دقیقه که نور لامپ ثابت شد به سه پایه متصل کنید و از لامپ استفاده کنید.

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی:

محدوده دمایی بین ۰ تا ۵۵ درجه سانتی گراد

محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه ۱۰ تا ۶۵ درصد

دستگاه در معرض تغییرات دمایی شدید قرار نگیرد.

گارانتی و خدمات پس از فروش :



کلیه محصولات تولیدی شرکت سامان سرای بین الملل بارثاوا دارای ۳ سال گارانتی تعویض قطعات و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد. هیچ عامل محیطی و انسانی تولیدات شرکت را از شمول گارانتی و خدمات خارج نمیکند. تجهیزاتی که تنها از شرکت سامان سرای بین الملل بارثاوا خریداری شده و تولید خود این شرکت نمی باشد نیز دارای یک سال گارانتی تعویض و ۲ سال خدمات پس از فروش می باشد. نصب و راه اندازی و آموزش نحوه کاربرد و عملکرد محصولات فروخته شده، توسط کارشناسان شرکت در محل آزمایشگاه دانشگاه صورت میگیرد