

## شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه Ionocraft HPG مدل INC200

۱. جهت حفظ ایمنی از این دستگاه فقط در محیط آزمایشگاهی استفاده شود
۲. به دلیل ولتاژ بالای سیستم برای حفظ ایمنی و افزایش طول عمر آن باید محیط کاری رطوبت بسیار پایینی داشته باشد (به دلیل ولتاژ بسیار بالای خروجی این مساله برای این دستگاه بسیار حائز اهمیت می باشد)
۳. هرگز با دست مرطوب اقدام به انجام آزمایش ننمایید
۴. طلق محافظ را هرگز جابجا نکنید
۵. در صورت مشاهده هر گونه مشکل در منبع تغذیه و یا نمایشگرها به هیچ عنوان اقدام به حل مشکل ننموده و فقط با کارشناسان شرکت HPG تماس بگیرید