

شماره سریال:

نوع دستگاه: یخچال آزمایشگاهی

توضیحات	مشاهده نتایج		الزمات	مرحله کاری
	خیر	بله		
		ok	سالم بودن بسته بندی دستگاه به هنگام نحویل	۱
		ok	سالم بودن دستگاه بعد از باز کردن وسایل بسته بندی (چرخها-شیشه جلو-کلیه قطعات پنل برق و کنترل)	۲
		ok	حداقل فاصله دستگاه از اطراف ۲۵ سانتیمتر باشد	۳
		ok	دماهی محیط کار دستگاه بین $15^{\circ}\text{C}$ - $30^{\circ}\text{C}$ درجه باشد (بهترین دماهی محیط کار در رنج $23 \pm 2$ باشد)	۴
		ok	رطوبت محیط دستگاه $20\%$ الی $70\%$ باشد	۵
		ok	در حد معمول تراز باشد	۶
		ok	حداقل امکانات تهویه هوا موجود باشد	۷
		ok	اطمینان از سالم بودن پریز مورد استفاده و همچنین آن (برای دستگاه یک پریز مستقل در نظر گرفته شود) earth	۸
		ok	در صورت استفاده از سیم سیار از کابل $11 \times 3$ یک رشته earth استفاده شود	۹
		ok	ولتاژ برق ورودی $320 \pm 10\%$ باشد	۱۰
		ok	در صورت نوسان برق بیشتر از حد مجاز از استabilizer ۲ kva مطابق توان مصرفی دستگاه استفاده شود	۱۱

تاریخ:

تاریخ تحويل دستگاه:

امضاء مهر: