



## شرایط محیطی مناسب برای دستگاه PLD300 :

آزمایشگاه باید تمیز و بدون گرد و بوده و نیاز به برق تک فاز ۱۶ آمپر با ارت مناسب می باشد.

نشانی: تهران - خیابان توحید - خیابان ستارخان - خیابان مهران آفرند - پ ۱۱ - طبقه اول. کد پستی: ۱۴۴۱۶۴۳۹۴۳

[www.emersell.ir](http://www.emersell.ir)

شماره تماس: ۰۹۲۱-۹۵۷۱۶۵۳ - ۰۲۱-۶۶۹۲۰۷۲۴