



شرایط محیطی برای نصب، راه اندازی و نگهداری

شفاق

همزن مغناطیسی حرارتی دیجیتال

مدل: DHS ۷۰۰



شرایط محیطی برای نصب و راه اندازی:

- ✓ دسترسی به پریز برق ارت دار با ولتاژ ۲۲۰ ولت
- ✓ میز استاندارد آزمایشگاهی با روکش مقاوم در برابر مواد شیمیایی
- ✓ فاصله یک متری از دستگاه‌های دارای میدان‌های مغناطیسی

شرایط محیطی برای نگهداری:

- ✓ باز نکردن درب دستگاه توسط افرادی بجز نمایندگان شرکت
- ✓ جلوگیری از پاشش غیر متعارف مایعات به دستگاه
- ✓ استفاده از دستگاه در آب و هوای با رطوبت متعارف
- ✓ عدم نگهداری دستگاه در محیط‌های آلوده
- ✓ محافظت از سقوط و ضربه دیدن دستگاه
- ✓ عدم استفاده از ظروف غیر استاندارد

