



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه
اندازی و نگهداری

www.raadlab.ir
E-mail: info@raadlab.ir
iran_radteb@hotmail.com

هود لامینار فلو کلاس III

مدل بایوراد

Laminar Flow Hood Class III BIORAD model

ساخت شرکت رادطب نوین زیست پایا
به سفارش صندوق پژوهش و فناوری نانو ریاست جمهوری

۱. نکات مهم در استفاده از دستگاه

- محل استقرار دستگاه نباید روبرو یا نزدیک درب ورودی آزمایشگاه و پنجره قرار گیرد.
- استفاده از کولر هنگام کار با دستگاه ممنوع است.
- در صورت نیاز به تعویض فیلترهای هود لامینار فلو با این شرکت تماس حاصل فرمائید .