

«شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری»
آرمان تجهیز مدیسا

سیستم اندازه گیری بیومکانیک ساختاری عملکردی ستون فقرات Spine Mouse مدل SM-ATM

- دمای مناسب هوا: ۱۵ الی ۳۰ درجه سانتی گراد
- محیط تمیز بدون گرد و غبار و نوسانات الکترومغناطیس
- عدم مجاورت موبایل، فلزات و بخصوص آلیاژهای آهنی با دستگاه
- رطوبت مناسب: ۲۰ الی ۶۰ درصد
- سیستم کامپیوتر با مشخصات حداقلی Intel HD Graphics 630 ,10 GB HDD ,4 GB RAM ,Core i5
- دانگل بلوتوث
- رعایت شرایط محیطی مطابق دفترچه راهنما و مندرجات برگ گارانتی