



شرکت مهندسی زیست سرآمد

Saramad Bio-engineering Co.

سازنده تجهیزات آزمایشگاهی عمومی و تخصصی حوزه زیست فناوری

شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه

- بدنه و داخل دستگاه با آب شستشو نشود.
- حتی لامکان پس از روشن کردن لامپ UV روبروی دستگاه نایستید. لامپ UV از نوع UVC بوده و به شدت برای پوست و چشم ها خطرناک می باشد.



تهران - خیابان آزادی - خیابان حبیب الله - پلاک ۹۵

تلفن : ۰۲۱ - ۶۶۰۳۱۴۸۴

[www.saramad-group.ir](http://www.saramad-group.ir)