

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری میز آزمایشگاه ابزار دقیق

جهت نصب و راه اندازی میز آزمایشگاه ابزار دقیق تجهیزات زیر مورد نیاز می باشد:

- کامپیوتر دارای پورت سریال یا اترنت
- نرم افزار MATLAB نسخه ۲۰۰۹ به بالا، نصب شده بر روی سیستم
- منبع تغذیه ولتاژ متغیر ۳۰ ولت و ۵ آمپر
- اسیلوسکوپ

شرایط محیطی برای کار و نگهداری دستگاه نیز به صورت زیر می باشد:

محدوده کاری	شرایط محیطی
۲۴ volt >	ولتاژ کاری
۵۰ watt >	توان مصرفی
5 to 40 °C	دمای کاری
%۹۰ >	رطوبت