



Electrochemical Analysis System

نحوه کار با دستگاه آنالیز الکتروشیمیایی :

برای کار کردن با سیستم آنالیز مراحل زیر را انجام دهید:

- ۱- پس از روشن نمودن کامپیوتر CD را درون cd driver قرار داده و تمام محتوی cd را بر روی هارد کپی کنید.
- ۲- درایور USB نصب شود.
- ۳- آیکون مربوط به Tstfil.exe را بر روی صفحه Desktop قرار دهید.
- ۴- اکنون دستگاه آماده آزمایش می باشد.

۱