



شرکت دانش بنیان فناور آزمای مکاترونیک

COLONY COUNTER

دفترچه نصب دستگاه

تولید کننده

شرکت فناور آزمای مکاترونیک



شرکت دانش بنیان فناور آزمای مکاترونیک



دستور العمل های ایمنی

- ۱- از قرار دادن دستگاه در محل های مرطوب و زیر نور خورشید خودداری فرمائید .
- ۲- دستگاه در محل کاملاً یکنواخت و صاف ثابت قرار گیرد.
- ۳- برای تمیز کردن دستگاه از دستمال مرطوب استفاده فرمائید.
- ۴- جهت کالیبره کردن دستگاه با بخش فنی شرکت تماس حاصل فرمائید .
- ۵- برای تغذیه دستگاه فقط از آداپتور تعبیه شده درون آن استفاده فرمائید
- ۶- از ریختن آب بروی قسمت های برقی دستگاه خودداری فرمائید .