



شرکت دانش بنیان فناور آزمای مکاترونیک



Incubator

شرایط محیطی

تولید کننده

شرکت فناور آزمای مکاترونیک



شرکت دانش بنیان فناور آزمای مکترونیک

دستور العمل های ایمنی

- ۱- از قرار دادن دستگاه در محل های مرطوب و زیر نور خورشید خودداری فرمائید
- ۲- از ضربه شدید به درب و بدنه اجتناب شود .
- ۳- برای تمیز کردن شیشه های دستگاه از دستمال مرطوب و شیشه شوی استفاده فرمائید.
- ۴- از اتانول جهت تمیز نمودن داخل دستگاه استفاده شود.
- ۵- کف دستگاه قابل تمیز نمودن با اتانول است .
- ۶- جهت تعویض لامپ ها با بخش فنی شرکت تماس حاصل فرمائید .
- ۷- از ریختن آب بروی قسمت های برقی دستگاه خودداری فرمائید .
- ۸- بعد از ۲ سال برای سرویس با بخش فنی شرکت تماس حاصل فرمائید