

شرایط محیطی برای نصب، راه اندازی و نگهداری

منبع یونش UV برای IMS

- ۱- موجود بودن یک دستگاه IMS سالم و آماده به کار به همراه منبع گاز
- ۲- ایجاد محل ورود لامپ UV، در صورتی که قبلا تعبیه نشده باشد.
- ۳- وجود یک کامپیوتر بروز
- ۴- شرایط محیطی آزمایشگاهی مناسب که معمولا برای عملکرد هر دستگاهی لازم است.

