



# GHATRAN SHIMI

Cod no.: 4030

Weight : 1000 ml  $\pm$  0.05

sulfocromic acid

محلول سولفوکرومیک اسید

روش تمیز کردن ظروف شیشه ای و آزمایشگاهی  
بامحلول سولفوکرومیک اسید :

ظروف شیشه ای جرم گرفته و استفاده شده  
را به مدت ۲۴ ساعت در محلول رقیق  
( محتوی بطری به نسبت  $\frac{1}{10}$  در آب )  
سولفوکرومیک اسید غوطه ور نموده و پس از  
تمیز شدن با آب و سپس با آب مقطر بشوئید .

R: 35  
S: 2-26

Lot no. :

بسته بندی شرکت قطران شیمی تجهیز- ایران  
Packed in Ghatran Shimi T.Co.IRAN  
شماره پروانه بهره برداری ۱۳۳/۲۸۷۱۱