

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

این دستگاه نیاز به شرایط محیطی خاص و ویژه‌ای برای نصب و راه اندازی ندارد و فقط تامین شرایط استاندارد آزمایشگاهی برای نصب و راه اندازی دستگاه و همچنین استفاده صحیح از دستگاه کافی است. شرایط استاندارد آزمایشگاهی شامل:

- ۱- رعایت میزان استاندارد رطوبت، دما و گرد و غبار در محیط آزمایشگاهی.
 - ۲- کنترل نوسانات برقی با تجهیزات لازم.
 - ۳- تأمین ارت برای جلوگیری از آسیب‌دیدگی دستگاه و کاربر ضروری است.
 - ۴- قرار گیری مناسب دستگاه در محل آزمایشگاه (تراز بودن سطح زمین).
 - ۵- رعایت فاصله بین دستگاه و سایر دستگاه‌ها و یا دیوارهای مجاور همچنین دستگاه به گونه ای قرار گیرد که سرویس کا و اپراتور به هر چهار طرف دستگاه اشراف کامل داشته باشند.
 - ۶- آشنایی کامل اپراتور دستگاه با سیستم عامل ویندوز در صورت استفاده از تجهیزات کامپیوتری جهت رسم منحنی.
 - ۷- مطالعه کامل دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه توسط اپراتور قبل از زمان راه اندازی.
- توجه: رعایت کلیه ۷ مورد ذکر شده قبل از راه اندازی دستگاه الزامی است.