

«شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری»
آرمان تجهیز مدیسا

اسکنر فشاری کف پا مدل FP-ATM

- دمای مناسب هوا: ۱۵ الی ۳۰ درجه سانتی گراد
- محیط تمیز بدون گرد و غبار
- رطوبت مناسب: ۲۰ الی ۶۰ درصد
- سطح هموار جهت استقرار دستگاه
- ابعاد دستگاه به همراه استیج همراه: ۷۵۰×۶۵۰ میلیمتر
- در نظر گرفتن طول walkway مناسب برای راه رفتن بیمار به طول ۴ متر (۲ متر قبل و ۲ متر بعد از دستگاه)
- سیستم کامپیوتر با مشخصات حداقلی Core i5, 4 GB RAM, 10 GB HDD, Intel HD Graphics 630
- رعایت شرایط محیطی مطابق دفترچه راهنما و مندرجات برگ گارانتی