



DOPPLER
PHONOLYSER
شرکت دانش بنیان بزرگمهر منیر سوون

سلامت هوشمند برای همه


ابزار کمک آموزشی جهت تشخیص سوفل های قلبی و پارامترهای مربوط به آن

معرفی داپلر فونولایزر:

دستگاه داپلر فونولایزر آموزشی با ارائه الگوی سمعی و بصری منجر به دید صحیح تری جهت تشخیص صدای قلب و نیز بیماری های ساختمانی و مادرزادی قلبی می شود و قادر است به کمک قسمت شبیه ساز خود، دید درستی از سوفل های قلبی و تحلیل آن ارائه نماید. داشتن جو می تواند با استفاده از گوشی پزشکی خود ، صدای انتخاب شده را در کانون سوفل بر روی قفسه سینه مولاث که در کنار دستگاه قرار دارد، سمع نماید و بطور همزمان گراف رنگی سوفل مربوطه را نیز بر روی نمایشگر ببیند.

عملکرد داپلر فونولایزر:

- ◆ با ضبط و پخش صدا و نمایش سیگنال های صوتی، به داشتن جو و پزشک کمک می کند تا بتواند وضعیت ساختاری و عملکردی قلب را با دقیق بیشتر بررسی کرده و علاوه بر به کار گیری قوه شنوایی از قوه بینایی نیز استفاده نماید.
- ◆ در بالین بیمار می تواند با استفاده از اثر داپلر (ناشی از حرکت مکانیکی و جریان سیال سیستم قلب و عروق) نسبت به تشخیص اولیه بیماری ساختار قلب کمک کند.
- ◆ استخراج ویژگی هایی از سیگنال جهت تفکیک صدای نرمال از غیر نرمال و استخراج پارامترهای سوفل و نمایش سیگنال های نرمال و غیر نرمال بر روی صفحه نمایش جهت مشاهده پزشک.



DOPPLER PHONOLYSER

Doppler Monitoring of Cardiac Murmurs

ویژگی‌های داپلر فونولایزر:

- کمک در آموزش تشخیص بیماری‌های مادرزادی و ساختمانی قلب
- آموزش تشخیص شدت سوفل بر اساس گزارش آن توسط دستگاه به عنوان یک رفرنس
- ایجاد تصویر ذهنی با نمایش همزمان سیگنال الکتریکی قلب با سیگنال داپلر جهت سهولت در تشخیص فازهای سیستول و دیاستول
- تفکیک صدای نرمال از صدای غیرنرمال در قلب سیگنال‌های صوتی بر روی نمایشگر جهت آموزش سوفلهای قلب
- پخش همزمان صدای قلب طبیعی و سوفلهای غیر طبیعی از قبیل: PDA,MS,MR,PS,ASD,VSD و
- رنگبندی سیگنال داپلر بر اساس شدت فلوی خون
- نمایش آفلاین صدای طبیعی و غیرطبیعی جهت آموزش در محیط خارج از کلینیک و درمانگاه
- عدم تأثیرپذیری از صدای محیط
- قابل حمل بودن

جدول مقایسه عملکرد و توانمندی‌های دستگاه داپلر فونولایزر با گوشی پیشکی دیجیتال

گوشی پیشکی دیجیتال Phonocardiogram	داپلر فونولایزر Doppler Phonolyser	
Sound	Doppler sound	نوع تکنوولوژی
-	2MHz	فرکانس کاری
ندارد	دارد	قابلیت تشخیص سوفل
ندارد	دارد	قابلیت تشخیص شدت سوفل
ندارد	دارد	قابلیت تشخیص زمان سوفل
Bluetooth	Bluetooth/WIFI	ارتباط بی‌سیم
ندارد	دارد	امکان آموزش از طریق شبکه
۱ نفر	حدود ۱۵ نفر	تعداد کاربر (همزمان)
ندارد	دارد	خرنچی HDMI
دارد	(SD card)	امکان ضبط سیگنال هر بیمار (روی حافظه) (memory) و انتقال به رایانه
ندارد	دارد	نمایشگر
ندارد	(1F" full color) / (7" full color)	خرنچی نمایشگر
ندارد	(HDMI output)	نمایش همزمان سیگنال
سمع صدا	سیگنال صوتی + سمع صدا + سیگنال‌های حیاتی (ECG)	تأثیر صدای محیط
دارد	ندارد	بلندگو با کاربری در محیط‌های آموزش دانشجویی یا کلاس
ندارد	دارد (خرنچی ۳W)	امکان آموزش گروهی
ندارد	دارد	امکان آموزش گروهی

۱- این قابلیت برای خریدار در صورت سفارش قابل اجرا است.

DOPPLER PHONOLYSER

Doppler Monitoring of Cardiac Murmurs

امکانات دایپلر فونولایزر:

- دارای خروجی HDMI جهت اتصال به نمایشگر
- به منظور ارائه در فضاهای بزرگ
- دارای اسپیکر قدرتمند با کاربری پزشکی جهت پخش صدای قلب
- دارای نمایشگر 7 و یا ۱۴ اینچ رنگی
- قابلیت نمایش تصویر از طریق اتصال به گوشی تلفن همراه، تبلت و لپتاپ بدون محدودیت پلتفرم بصورت جمعی جهت استفاده دانشجویان
- قابلیت ضبط سیگنال بدون محدودیت زمانی (بیش از ۳۰ ساعت)
- دارای مولاز آموزشی با قابلیت سمع سوفل های قلبی با گوش شخصی

WIFI technology 


- دانشجویان امکان مشاهده خروجی دستگاه را از طریق اتصال بی سیم (تکنولوژی WIFI) به سایر تجهیزات هوشمند (تغییر تلفن همراه، تبلت، لپتاپ و....) دارند.

خدمات پس از فروش:

- دارای گارانتی و خدمات پس از فروش مطابق با ضوابط دفترچه راهنمای

استانداردهای دایپلر فونولایزر:

- Medical safety approved (MOPP level)
ANSI/ AAMI ES60601-1, TUV
EN60601-1, IEC60601-1
- Protections: short circuit / over load / over voltage



۰۵۱ - ۳۷۲۸۳۹۶۵

 www.phonolyser.com

 info@bms-elec.ir

 مشهد - مرکز رشد سلامت
دانشگاه علوم پزشکی - شرکت
بزرگمهر منیر سورن

| سلامت هوشمند برای همه |



DOPPLER

PHONOLYSER

Bozorgmehr Moniré Soren knowledge-based Company

WIFI technology



Ability to display the output of Doppler Phonolyser by connecting to the Smart phone, Tablet, Laptop and etc. without platform limitation for the use of students.

► Introduction:

Doppler Phonolyser, as a diagnostic aid device helps to detect heart murmurs better and faster by using the Doppler Effect. The Doppler Phonolyser records and displays the heart structure murmurs by using Doppler Effect. Doppler Phonolyser helps users (professors and students) view and educate the cardiac murmurs with greater accuracy by Simultaneous display of ECG signal and the sound simulated by Doppler Effect. This makes it possible to use the visual acuity in addition to hearing to learn murmurs.

► Description:

- ◆ Smart heart sound analyzer based on Doppler effect (Doppler Phonolyser):
- ◆ By recording and playing sound and displaying audio signals, students and physicians will be able to study the structural and functional status of the heart with greater care and also use visual acuity.
- ◆ At the patient's bedside, it can extract heart sound from mechanical motion and blood flow by Doppler Effect.
- ◆ Extracting the characteristics of the signal to distinguish normal sounds from abnormalities and extracting murmur parameters and displaying on the screen.

► Features:

- ◆ Play natural heart sounds and abnormal murmurs Simultaneous display of ECG signal and the sound simulated by Doppler Effect such as: PDA, MS, MR, PS, ASD, VSD, etc.
- ◆ Separation of normal sound from abnormal sound by color display heart sound signals to teach heart murmurs
- ◆ Teacher assistance for learning to diagnosis of congenital and structural diseases of the heart
- ◆ Use Doppler Phonolyser as a reference to detects the intensity of the murmurs
- ◆ Make a memorable image by simultaneously display of ECG signal and the sound simulated by Doppler Effect to diagnosis of systolic and diastolic phases.
- ◆ Color Doppler signal based on blood flow intensity
- ◆ Offline display of heart sound signals for training outside the clinic
- ◆ Impact of surround sound
- ◆ Portability

