




پل ایده آل پارس

ست جمع آوری نمونه



تمیز و بهداشتی، کاهش احتمال
بروز عفونت

مناسب برای جمع آوری بزاق،
خلط، اسپرم، ادرار و ...



انحنای لبه جهت
سهولت کاربری



آزمایش سریع، ایمن و به صرفه با
حذف مراحل پیچیدگی



مناسب برای جمع آوری نمونه های آزمایش های
فارماکوژنومیک، PCR، ژنوتیپ SNP و ...



بسته بندی ایمن
جهت انتقال نمونه

www.medpip.com



برای اطلاعات بیشتر اسکن کنید



پل ایده آل پارس

همیشه در دسترس شما



بسته بندی ایمن

به همراه این ست، یک کیسه برای انتقال ایمن نمونه وجود دارد. بعد از جمع آوری نمونه، درب لوله را بسته و آن را در کیسه مخصوص قرار دهید. این کیسه به انتقال ایمن نمونه به آزمایشگاه و جلوگیری از آلوده شدن محیط و کاربر کمک می کند.

متناسب با نیاز شما

امکان انتخاب لوله های شفاف و کهربایی

پیشنهاد ما برای حفاظت از نمونه های حساس به نور، لوله های مخروطی کهربایی هستند.



مدل	ایران کد
ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی 5ml	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۱۴
ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی کهربایی 5ml	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۱۸
ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی 15ml	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۱۵
ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی کهربایی 15ml	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۱۹
ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی 25ml	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۱۶
ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی کهربایی 25ml	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۲۰
ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی 50ml	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۱۷
ست جمع آوری نمونه با لوله مخروطی کهربایی 50ml	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۲۱
ست جمع آوری نمونه با لوله نمونه برداری قاشقک دار	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۲۲
ست جمع آوری نمونه با لوله 16x100 میلی متری	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۲۳
ست جمع آوری نمونه با لوله 16x54 میلی متری	۲۱۳۲۱۵۳۰۸۰۷۵۰۰۲۴

تهران، خیابان استاد مطهری، بعد از خیابان مفتح، خیابان جهانتاب، خیابان نقدی، پلاک ۱۲، طبقه اول

✉ info@medpip.com

🌐 www.medpip.com

🌐 Pole Ideal Pars Co.

📷 poleideal

📞 ۱۵۷۶۶۳۵۷۱۴ @poleideal

☎ ۸۸۷۶۱۷۱۵۹ و ۸۸۷۶۵۵۶۱ (۰۲۱)

📠 کد پستی:

۸۸۵۴۵۹۲۲-۹ (۰۲۱)

☎ فکس:

۱۵۸۷۵-۹۴۸۳