

بسمه تعالی



• شرایط محیطی در خصوص نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه فرمانتور و بیوراکتور:

۱- دستگاه در فضای اتاق های تمیز و آزمایشگاهی نصب می شود. محیط استقرار دستگاه باید دارای سیستم کنترل دما، رطوبت نسبی، فشار و هوای تمیز یا هوا ساز باشد.

• شرایط کالیبراسیون:

- ۱- کالیبراسیون سنسورهای pH, DO توسط ترانسسمیتر نصب روی دستگاه و بر اساس دستورالعمل شرکت انجام می شود
- ۲- کالیبراسیون دور موتور با تاکومتر بر اساس دستورالعمل شرکت انجام می شود.

• آزمون تحویل دهی:

در خصوص تحویل دستگاه به خریدار، در کارگاه آزمون های لازم شامل مراحل ذیل انجام می شود.

- ۱- آزمون سلامت قطعات الکترونیکی، مکانیکی و ابزار دقیق
- ۲- آزمون هیدرولیکی و نشست یابی شامل: تحت فشار قراردادن مخزن با هوای فشرده مدت ۲۴ ساعت و در صورت نشستی آچارکشی و جوشکاری انجام می شود.
- ۳- آزمون صحت برنامه اتوماسیون بطور دستی و اتوماتیک انجام و توالی برنامه دقیق چک می شود.

شهریار ملاحسینی

مدیر عامل