



به نام خدا

با عرض سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، دستگاه‌های تولیدی شرکت مهندسی آرد آزمالیان نیازمند مواردی پایه به میزان کافی جهت نصب و راه‌اندازی می‌باشند که در صورت عدم موجودیت آن، نصب و راه‌اندازی دستگاه به طور صحیح و دقیق انجام نخواهد شد. ضمن اینکه نصب و راه‌اندازی دستگاه‌ها در استان تهران کاملاً رایگان می‌باشد و در سایر استان‌ها نیز به صورت رایگان انجام شده و فقط هزینه‌ی ایاب و ذهاب دریافت می‌گردد؛ بدیهی است که در صورت نقصان موجودیت موارد زیر و در نتیجه‌ی آن انجام نشدن یا درست انجام نشدن نصب و راه‌اندازی دستگاه، هزینه‌ی ای‌مازاد در پی خواهد داشت.

نام دستگاه	شرح ملزومات
اکستنسوگراف / فارینوگراف	نمونه آرد، استابلایزر، نمک آزمایشگاهی، آب مقطر، کابل ارت، ابعاد میز مورد نیاز طبق نقشه ارسالی شرکت، فضای کافی و مناسب جهت عدم برخورد با دستگاه
گلوتن شور / ایندکس گلوتن	نمونه آرد، استابلایزر، نمک آزمایشگاهی، آب مقطر، کابل ارت، فضای کافی و مناسب جهت عدم برخورد با دستگاه
فالینگ نامبر	نمونه آرد، استابلایزر، شیر آب نزدیک به دستگاه و خروجی فاضلاب، آب مقطر، کابل ارت، فضای کافی و مناسب جهت عدم برخورد با دستگاه
آسیاب آزمایشگاهی	گندم بوجاری شده، استابلایزر، کابل ارت، فضای کافی و مناسب جهت عدم برخورد با دستگاه
سدیمانتاسیون	محلول برون و فنل آبی، محلول اسید لاکتیک، کابل ارت، فضای مناسب و کافی جهت عدم برخورد با دستگاه

* به دلیل حساس بودن قطعات و لوازم الکتریکی دستگاه‌ها، آزمایشگاه می‌بایست دارای ارت مجزا از تولید (ارت مجزا) و استابلایزر باشند.

با تشکر

شرکت مهندسی آرد آزمالیان

