

## شرکت پویا فرآزما

دستگاه آزمایش فنرها (تحقیق قانون هوک)

### محدوده های آزمایش:

در آزمایشگاه برای اندازه گیری تغییرات طولی در آزمایش هایی مانند قانون هوک، تار مرتعش، آونگ... از خطکش شاخص دار پایه دار استفاده می گردد.

### نگهداری و تعمیر:

1. دستگاه در معرض تغییرات دمایی شدید قرار نگیرد.
2. پیچ پایه کاملا سفت شود تا خط کش در جای خود محکم بوده و سقوط نکند.

### شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- 1- محدوده دمایی بین 55 تا 0 درجه سانتیگراد
- 2- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه 65% - 10%
- 3- از تراز بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

