

## شرایط محیطی

این دستگاه در تمام آزمایشگاه ها سالن های تشریح و حتی محیط های نیمه سر پوشیده قابل استفاده و بهره برداری بوده و تنها با رعایت نکات ایمنی عمومی برای دستگاه های الکترونیکی همچون عدم تماس با آب و مایعات جلوگیری از ضربه ... قابل استفاده و بهره برداری است.

دمای محیط بین 4 الی 40 سانتی گراد و از تابش مستقیم نور خورشید به دور باشد .

وجود برق 220 ولت و یو پی اس برای نصب الزامی می باشد .