

Loading Dye, 6X , 1 ml

Loading Dye به عنوان ردياب نمونه‌های DNA در ژل آگاروز و پلی آکريل آميد مورد استفاده قرار می‌گیرد و بررسی جا به جایی مولکول DNA بر روی ژل کاربرد دارد. مواد رنگی در این محصول برای ژل آگارز 2٪ با بافر TAE ، تقریباً محدوده ی 30 bp - 800bp و برای ژل آگارز 1٪ با بافر TAE تقریباً محدوده ی 50 pb - 4000bp را نشان می‌دهد. گلیسرول به کار رفته در این بافر برای سنگین شدن مولکول DNA و نگه‌داشتن آن در پایین چاهک می‌باشد.

Pishgam
Biotech Co.

Making Science Taste Better

تهران، خیابان کارگر شمالی، تقاطع خیابان شهید فکور، شماره ۲۸۱، ساختمان رز، واحد ۷

تلفن: ۸۸۰۱۴۳۹۳ دورنگار: ۸۸۰۱۴۴۱۸

www.pishgambc.com

info@pishgambc.com