



به رویان جوانه باقوت  
Yaghoot Crystal Growth

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

- دستگاه رشد تک بلور تحت خلاء و دمای بالا چاکرالسکی مدل LR99 به شرح ذیل می باشد:
- اتاق آزمایشگاه باید دارای تهویه مطبوع و عاری از هرگونه گرد و خاک باشد.
  - رطوبت آزمایشگاه نباید از حد مجاز بیشتر باشد.
  - دستگاه در محیط آزمایشگاهی و به دور از آلودگی های محیطی استفاده شود.
  - محیط مورد استفاده دارای دمایی در رنج دمای اتاق و تهویه مناسب باشد.
  - فاصله کافی برای اتصالات پشت دستگاه و استفاده از وسایل جانبی رعایت شود.
  - محیط کاربری به گونه ای باشد که مدل در معرض تابش مستقیم و پیوسته آفتاب قرار نگیرد.
  - انجام کف سازی مناسب محل آزمایشگاه و دستگاه جهت ایجاد سطح تراز مناسب و حصول دقت لازم است.

0930 044 0692 

[www.brjyaghoot.ir](http://www.brjyaghoot.ir) 