

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه الکتروریس مدل ES2000

شرایط محیطی نصب و راه‌اندازی دستگاه الکتروریس مدل ES 2000 به شرح ذیل می‌باشد:

۱- اتاق آزمایشگاه به مساحت حداقل ۱۵ مترمربع و تهویه مناسب و دارای یک میز به ابعاد

۱×۲ متر مربع

۲- برق تک فاز ۲۲۰ ولت حدود ۵ آمپر

۳- وجود شبکه ارت مناسب