

استفاده شود.

\* برای جلوگیری از آسیب رسیدن به دستگاه در هنگام حمل و نقل و نگهداری (در حالی که هنوز در بسته بندی اصلی خود است) ، شرایط زیر را رعایت کنید:

• دما :  $55^{\circ}\text{C} \sim -10^{\circ}\text{C}$

• نسبت رطوبت :  $25\% \leq 95\%$

• فشار اتمسفر :  $50\text{kPa} \sim 106\text{kPa}$

\* این دستگاه برای استفاده در محیط های بیمارستان ها یا مطب های پزشک در نظر گرفته شده است و باید با شرایط محیطی زیر مطابقت داشته باشد:

• دما :  $50^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$

• نسبت رطوبت :  $25\% \leq 80\%$

• فشار اتمسفر :  $86\text{kPa} \sim 106\text{kPa}$

\* بعد از استفاده از باتری دستگاه، آن را به برق متصل کنید تا در هنگام استفاده مجدد، شارژ شده باشند..