

## شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

گیره بافت بسکتی و گیره بافت پارافینی به منظور نگهداری قالب های بافت در دستگاه میکروتوم نیمه اتومات استفاده میگردد. بنابراین:

-محل استفاده از گیره بافت، آزمایشگاه پاتولوژی و هیستولوژی به همراه دستگاه میکروتوم می باشد.

-از ریختن آب و مرطوب کردن دستگاه و گیره خودداری نمایید.

-از گذاردن ابزار یا هرگونه جسم خارجی بین گیره و دستگاه خودداری نمایید.