

بسمه تعالی



• شرایط محیطی در خصوص نصب ، راه اندازی و نگهداری دستگاه فرمانتور و بیوراكتور :

1- در فضای اتاق های تمیز که دارای کنترل پارامترهای محیطی شامل دما ، رطوبت نسبی، فشار و هوای تمیز می باشد.

2- در فضای آزمایشگاهی

• شرایط کالیبراسیون:

- 1- کالیبراسیون سنسورهای pH,DO و دما توسط ترانسمیتر نصب روی دستگاه و بر اساس دستورالعمل شرکت
- 2- کالیبراسیون دور موتور با تاکومتر بر اساس دستورالعمل شرکت انجام می شود.

• آزمون تحویل دهی:

- در خصوص تحویل دستگاه به خریدار ، در کارگاه آزمون های لازم شامل مراحل ذیل انجام می شود.
- 1- آزمون سلامت قطعات الکترونیکی ، مکانیکی و ابزار دقیق
  - 2- آزمون هیدرولیکی ونشت یابی
  - 3- آزمون صحت برنامه اتوماسیون

شهریار ملاحسینی  
قائم مقام مدیر عامل