

**شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری:**

- دمای محیط آزمایشگاه و رطوبت زیر 80 درصد
- میزکار مناسب برای نصب و استفاده بهتر اپراتور- نزدیکی به پریز برق ارت دار
- محدوده دمایی از 19 درجه تا 27 درجه برای استفاده بهتر اپراتور
- مشخصات الکتریکی جهت مدل های مختلف در جدول ذیل ارائه میگردد:

مدل/مشخصات	واحد	MFT- VO-01	MFT- VO-02
توان ورودی موتور	w	65	65
مشخصات الکتریکی	V/Hz	220/50	220/50