

شرایط محیطی لازم جهت نصب و راه اندازی

دستگاه کلسیمتر آموزشی

- دستگاه در بسته بندی مناسب در محل آزمایشگاه به خریدار تحویل گردیده و توسط کارشناسان شرکت نصب و راه اندازی شده و آموزش های لازم به کاربران محترم داده می شود.
- دستگاه در محیط های معمولی آزمایشگاه های شیمی و نفت نصب می گردد.
- جهت راه اندازی دستگاه، به دلیل استفاده از هیدروکلریک اسید، بهتر است که دستگاه در زیر هود آزمایشگاهی قرار گیرد و کاربران محترم از دستکش و ماسک مناسب ضد اسید استفاده کنند.