



## شرایط محیطی نصب و راه اندازی راکتور ۶ لیتری در ساتک

۱- آزمایشگاه مجهز به تهویه مناسب و فضای جانبی قابل دسترس برای دستگاه باشد.

۲- در صورت استفاده از آب شهری جهت مبرد کندانسور لوله کشی مناسب انجام شده باشد.

۳- دسترسی به انشعاب برق تک فاز متصل به ارت

۴- آزمایشگاه مجهز به سیستم اطفاء حریق باشد.

۵- ترجیحا زیر هود قرار داده شود.

۶- سینک مناسب جهت شستشوی قطعات