



Benchtop Core Flooding Systems (BCF-PR01)

شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه سیلابزنی مغزه

- دستگاه در محیط آزمایشگاههای معمولی شیمی نصب می شود.
- میز آزمایشگاهی معمولی با طول ۲ متر و عرض ۰/۵ متر
- برق شهری با ولتاژ ۲۲۰ و ۶۰/۵۰ هرتز
- گریس کاری منظم و سالانه بلبرینگها و چرخ دندهها

شرایط کالیبراسیون:

دستگاه در شرایط کالیبره تحويل می گردد و آموزش لازم برای کالیبراسیون در موقع لزوم به کارشناسان داده می شود.

آزمون های تحويل دهی:

دستگاه با آزمون های استاندارد دستگاه سیلابزنی مغزه تست شده و تحويل می گردد.

ایران ■ شیراز ■ بلوار دکتر حسابی
کوی اریان ■ باری علم و فناوری فارس
شرکت طرح و اندیشه پترو آزما

Fars Science and Technology
Park ■ Arayan St. ■ Dr. Hesabi
Blvd. ■ Shiraz ■ I.R.Iran

www.petroazma.ir

Tel: 071-36247604
Email: info@petroazma.ir