

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری:

دستگاه فلوتاسیون باید روی میز مخصوص و یا میز آزمایشگاهی استاندارد که دارای صفحه محکم و تراز شده از جنس سنگ یا سرامیک و یا صفحه استیل است نصب شود. آزمایشگاه باید دارای نور مناسب و درجه حرارت $18 - 28^{\circ}\text{C}$ باشد. سطح مورد نیاز برای نصب حدود ۷۰ سانت عرض و ۱۰۰ سانت طول می باشد.