

شرایط محیطی موردنیاز برای نصب دستگاه میکروسکوپ فوتوآکوستیک

شرایط مناسب و کافی :

- یک میز که فضای کافی برای قرارگیری دستگاه و متعلقات آن داشته باشد .
- دمای اتاق نگهداری بین ۱۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد باشد .
- در فضای با رطوبت بسیار کم و بدون گرد و غبار (ترجیحا اتاق تمیز) استفاده شود.
- اتصال به برق بدون نوسان
- در صورت امکان از یک دستگاه برق اضطراری UPS استفاده شود.
- به هنگام استفاده حتما از عینک محافظت چشمی هم برای کاربر و هم برای بیمار(در صورت استفاده تحقیقاتی انسانی) استفاده شود.